

## 簡単操作 - Operation -




### 電源ON・OFF

1. [M] を押して電源を入れます。
  2. 再度、[M] を押すと電源が切れます。
- ※60秒間操作がない場合は自動的に電源が切れます。



### 体温測定方法

1. 電源を入れます。
2. 1.5 ~ 50mmの距離で【測定】(  ) を押して検温します。



### 測定モード切替

1. 電源を入れます。
  2. [-] を押して『体温モード』/『表面温度モード』を切り替えます。
- ※表記は "Body" / "Surface temp"



### 華氏・摂氏切替

1. 電源を切ります。
2. [-] を 5 秒間押し続け、"F1" が表示されるまで待ちます。
3. [-] を 3 回押して、"F1" が "F4" に変わり、温度単位が右隅に表示されます。
4. [+] を押して、[C] / [F] を切り替えます。
5. 電源を切ると設定が保存されます。




### 検温履歴の表示方法



1. 電源を切ります。
2. [+] を押すと検温履歴が表示されます。
3. 再度 [+] を押すと、他の検温履歴が閲覧できます。
4. 電源を切ります。



### ピープ音 ON・OFF

1. 電源を切ります。
  2. [-] を 5 秒間押し続け、"F1" が表示されるまで待ちます。
  3. [+] を押して、ピープ音の『オン』/『オフ』を切り替えます。
  4. 電源を切ると設定が保存されます。
- ※  が表示されるとピープ音がONに設定。



-  表示あり：ピープ音 ON
-  表示なし：ピープ音 OFF